

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Plod2/Lh2 Pour Wb Et Elisa - 000469

Numéro d'article: CM0027466

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PLOD2/LH2 validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Cible la procollagène-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygénase 2, une enzyme clé de la réticulation du collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PLOD2/LH2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LH2; TLH; BRKS2; PLOD2/LH2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5352
Identifiant de gène	5352
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-380 de la PLOD2/LH2 humaine (NP_000926.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000469
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace