

## Anticorps Polyclonal Anti-Pnliprp2 Pour Wb, If-P, Elisa - P54317

Numéro d'article: CM0015553



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le PNLIPRP2/PLRP2 humain. Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des lipides, la digestion pancréatique et les neurones.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | PNLIPRP2 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Remarques/Alias                  | PLRP2; PNLIPRP2                                                                                                                                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                  |
| ID du gène (Humain)              | 5408                                                                                                                                                    |
| ID du gène                       | 5408                                                                                                                                                    |
| Immunogène                       | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-470 du PNLIPRP2 humain (NP_005387.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                   |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                                                                                             |
| SWISS                            | P54317                                                                                                                                                  |
| Poids moléculaire de la protéine | 52 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                            |