

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pole4 Pour Wb Et Elisa - Q9Nr33

Numéro d'article: CM0023859

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant POLE4 humain, une sous-unité de la polymérase epsilon de l'ADN impliquée dans la réplication et la réparation de l'ADN. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLE4 Lapin pAb
Remarques/Alias	POLE4; YHHQ1; p12; sous-unité 4 de la polymérase epsilon de l'ADN
Espèce	Humain
ID de gène	56655
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de POLE4 humain (NP_063949.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NR33
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace