


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr1E Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Numéro d'article: CM0013738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre POLR1E (PAF53/RPA49), une sous-unité de l'ARN polymérase I essentielle à la transcription de l'ARNr. Validé pour WB, IP, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le nucléole et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POLR1E Rabbit pAb
Remarques/Alias	A49 ; PAF53 ; PRAF1 ; RPA49 ; POLR1E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64425
GeneID	64425
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-419 de POLR1E humain (NP_071935.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZS1
Poids Moléculaire Protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace