


Anticorps Polyclonal Anti-Polr2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30876

Numéro d'article: CM0030289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-POLR2B validé pour les applications WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le POLR2B humain, de souris et de rat (134 kDa). Immunogène recombinant (aa 1-260). Essentiel pour la recherche sur la transcription par l'ARN polymérase II et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	POLR2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5431
GeneID	5431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la POLR2B humaine (NP_000929.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30876
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace