


Anticorps Polyclonal Anti-Polr2H Pour Wb, Ip, Elisa - P52434

Numéro d'article: CM0015474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité RPABC3 (POLR2H) des ARN polymérases I, II et III dirigées par l'ADN. Convient pour le Western Blot, l'Immunoprécipitation et l'ELISA sur des échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POLR2H Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5437
GeneID	5437
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du POLR2H humain (NP_006223.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P52434
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace