

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pou2F1/Oct1 Pour Wb, Elisa - P14859

Numéro d'article: CM0022262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le POU2F1/OCT1 humain, proposé pour les applications WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat, avec un poids moléculaire prédit de 76 kDa. Idéal pour les études sur les facteurs de transcription et la chromatine. UniProt P14859.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	POU2F1/OCT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5451
GeneID	5451
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-290 du POU2F1/OCT1 humain (NP_001185712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P14859
Poids de la Protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace