


Anticorps Polyclonal Anti-Ppa1 Pour Wb, Elisa - Q15181

Numéro d'article: CM0019776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPA1 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Cible la pyrophosphatase inorganique, essentielle à l'hydrolyse du diphosphate et à la déphosphorylation de JNK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PPA1
Remarques/Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5464
GeneID	5464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la PPA1 humaine (NP_066952.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15181
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace