


Anticorps Polyclonal Anti-Ppfia1 Pour Wb, Elisa - Q13136

Numéro d'article: CM0013071



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPFIA1 pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, il détecte la liprine-alpha-1 (UniProt Q13136, 136 kDa) pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PPFIA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 660-800 de la PPFIA1 humaine (NP_003617.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13136
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace