

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppic Pour Wb, Elisa - P45877

Numéro d'article: CM0027212



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PPIC de CamelBio, spécifique de la cyclophiline C humaine, permet la détection par Western blot et ELISA. Conçu pour les chercheurs étudiant le repliement des protéines et l'activité isomérase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIC Rabbit pAb
Remarques / Alias	CYPC ; PPIC
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5480
Identifiant de gène	5480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 23 à 212 de la PPIC humaine (NP_000934.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P45877
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace