

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppm1F Pour Wb Et Elisa - P49593

Numéro d'article: CM0015897

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique ciblant la PPM1F humaine (phosphatase des CaM-kinases), adapté au Western blot et à l'ELISA. Idéal pour les études sur l'apoptose et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPM1F pAb de lapin
Remarques/alias	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	9647
GenelD	9647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la PPM1F humaine (NP_055449.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P49593
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Poche de glace