

Anticorps Polyclonal Anti-Ppp1Ca Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Numéro d'article: CM0018989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité catalytique PPP1CA (PP1alpha) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. PM 38 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation des phosphatases et la voie MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PPP1CA Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5499 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de la PPP1CA humaine (NP_002699.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62136
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace