


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prdm2 Pour Wb Et Elisa - Q13029

Numéro d'article: CM0013750



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PRDM2 (RIZ1/KMT8) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux applications de recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRDM2 pAb lapin
Remarques / Alias	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7799
GeneID	7799
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-176 de la protéine PRDM2 humaine (NP_036363.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13029
Poids de la protéine	189 kDa
Expédition	Sac isothermique