


Anticorps Polyclonal Anti-Prmt5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14744

Numéro d'article: CM0023441



Introduction

pAc de lapin anti-PRMT5 validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la méthylation de l'arginine, la régulation de la chromatine et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT5 pAc Lapin
Remarques/Alias	HSL7; JBP1; SKB1; IBP72; SKB1Hs; HRMT1L5; PRMT5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10419
ID de gène	10419
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 538-637 du PRMT5 humain (NP_006100.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14744
Poids moléculaire	73kDa
Expédition	Sac de glace