


Mab De Lapin Anti-Pro-Caspase-1 + P10 + P12 Pour Wb, Ip, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0012746



Introduction

Détecte la pro-Caspase-1 humaine et ses formes clivées p10/p12 en WB, IP et ELISA. Anticorps monoclonal de lapin réactif chez l'humain, la souris et le rat. Outil de qualité recherche pour les études sur l'inflammation, la pyroptose et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-pro-Caspase-1 + p10 + p12
Remarques/Alias	ICE ; P45 ; IL1BC ; Caspase-1 clivée
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	834
GenelD	834
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P29466
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant