

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Récepteur De La Progestérone Pour Wb, Elisa - P06401

Numéro d'article: CM0003786



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur humain de la progestérone (PR, NR3C3). Adapté aux applications de Western Blotting (WB) et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation hormonale et de la biologie des tissus reproducteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Progesterone Receptor Rabbit mAb
Remarques / Alias	PR ; NR3C3 ; Récepteur de la progestérone
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	5241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 600-700 du récepteur humain de la progestérone (P06401)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06401
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace