

Anticorps Monoclonal Anti-Prpf8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P2Q9

Numéro d'article: CM0008188



Introduction

CamelBio fournit l'anticorps monoclonal de lapin PRPF8 (Q6P2Q9) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le PRPF8 humain, murin et de rat, un facteur d'épissage clé. L'immunogène recombinant garantit la spécificité. Idéal pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin PRPF8
Remarques/Alias	PRP8 ; RP13 ; HPRP8 ; PRPC8 ; SNRNP220 ; PRPF8
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10594
GenelD	10594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2200-2335 du PRPF8 humain (Q6P2Q9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P2Q9
Poids protéique	274 kDa
Expédition	Sac de glace