


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psa/Klk3 Pour Wb, Elisa - P07288

Numéro d'article: CM0009117



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PSA/KLK3 (clone A4355) validé pour WB et ELISA. Cible l'antigène prostatique spécifique humain (UniProt P07288, 29 kDa). Immunogène : peptide synthétique des acides aminés 162-261. Adapté à la recherche sur les biomarqueurs cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-PSA/KLK3
Remarques / Alias	APS ; PSA ; hK3 ; KLK2A1 ; PSA/KLK3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	354
GeneID	354
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 162-261 de PSA/KLK3 humain (P07288).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07288
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace