

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Psd95 Pour Wb, Elisa - P78352

Numéro d'article: CM0002904



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PSD95, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la région N-terminale du PSD95 humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la détection du PSD95 endogène dans le tissu cérébral, permettant l'étude de la plasticité synaptique et de l'organisation postsynaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PSD95 Lapin mAb
Remarques/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1742
ID de Gène	1742
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du PSD95 humain (P78352).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P78352
Poids Protéique	80 kDa
Expédition	Sac de glace