

Polymab® Anti-Psd95 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78352

Numéro d'article: CM0012016



Introduction

Anticorps monoclonal PSD95 de lapin de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la plasticité synaptique et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® anti-PSD95 de lapin
Remarques / Alias	MRD62 ; PSD95 ; SAP90 ; SAP-90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1742
GeneID	1742
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la PSD95 humaine (NP_001308004.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P78352
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace