

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20618

Numéro d'article: CM0018104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMB1 (HC5/PSC5) pour Western blot, IF/ICC, ELISA. Détecte la sous-unité bêta de type 1 du protéasome humain, murin et de rat (26 kDa). Idéal pour la recherche sur le protéasome et l'étude de la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HC5 ; PSC5 ; PMSB1 ; NEDMHAL ; PSMB1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	5689
GeneID	5689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 241 de la PSMB1 humaine (NP_002784.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P20618
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	G façon réfrigérant