

Anticorps Polyclonal Anti-Psmb3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Numéro d'article: CM0025399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PSMB3 (HC10-II), adapté pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Détecte le PSMB3 humain, murin et de rat. Indispensable pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HC10-II; PSMB3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5691
ID du gène	5691
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 205 du PSMB3 humain (NP_002786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49720
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac isotherme