

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmb6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

Numéro d'article: CM0028995



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PSMB6 humain, validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte PSMB6 chez l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur le protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LMPY; DELTA; PSMB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5694
GeneID	5694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-239 de PSMB6 humain (NP_002789.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28072
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac isotherme