

Anticorps Polyclonal Anti-Psmb7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99436

Numéro d'article: CM0014381



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PSMB7 humaine (sous-unité bêta de type 7 du protéasome), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/l'immunocytochimie et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMB7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSMB7; Z
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	5695
Identifiant du gène	5695
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-200 de la PSMB7 humaine (NP_002790.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99436
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace