


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc2 Pour Wb, Elisa - P35998

Numéro d'article: CM0020582



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMC2 de haute qualité validé pour WB et ELISA ; détecte la sous-unité réglementaire 7 du protéasome 26S (S7/MSS1) humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S7 ; MSS1 ; RPT1 ; Nbla10058 ; PSMC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5701
Identifiant du gène	5701
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la PSMC2 humaine (NP_002794.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35998
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sachet de glace