


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psme1/Pa28A Pour Wb, Elisa - Q06323

Numéro d'article: CM0010822



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le PSME1 humain (PA28 α). Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de l'immunoprotéasome et le traitement des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSME1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PA28A ; IFI5111 ; REGalpha ; PA28alpha ; HEL-S-129m ; PSME1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5720
GeneID	5720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 du PSME1 humain (NP_006254.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06323
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace