

Anticorps Monoclonal Anti-Pten Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60484

Numéro d'article: CM0002449



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO contre la PTEN humaine (P60484). Adapté pour Western blot, immunoprécipitation, ELISA et IF/ICC. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] PTEN Rabbit mAb
Remarques / Alias	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5728 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-403 de la PTEN humaine (P60484)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60484
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace