


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptk2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Numéro d'article: CM0020322



Introduction

Explorez l'anticorps polyclonal de lapin anti-PTK2B (FAK2/PYK2) validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur la signalisation de la kinase d'adhésion focale, la migration des cellules immunitaires et le remodelage osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTK2B Lapin pAb
Remarques/Alias	PKB ; PTK ; CAKB ; FAK2 ; PYK2 ; CADTK ; FADK2 ; RAFTK ; PTK2B
Espèce	Humain
GeneID	2185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 780-1009 de PTK2B humain (NP_004094.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14289
Poids protéique	116 kDa
Expédition	Sac de glace