


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Pour Wb, Elisa - P29074

Numéro d'article: CM0028618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la PTPN4 humaine (PTPMEG), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation des phosphatases, l'immunité et l'homéostasie neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PTPN4
Remarques/Alias	MEG ; PTPMEG ; PTPMEG1 ; PTPN4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5775
GeneID	5775
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la PTPN4 humaine (NP_002821.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29074
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace