


Anticorps Monoclonal Anti-Ptprr Pour Wb, Elisa - Q15256

Numéro d'article: CM0002821



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le PTPRR humain (Phosphatase protéique tyrosine de type récepteur R), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PTPRR Lapin mAb
Remarques/Alias	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5801
ID de Gène	5801
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PTPRR humain (Q15256)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15256
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace