

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pvrl4 (Nectin-4) Pour Wb Et Elisa - Q96Ny8

Numéro d'article: CM0019303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain PVRL4 (Nectin-4, LNIR, PRR4) validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le virus de la rougeole. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PVRL4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	81607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-146 du PVRL4 humain (NP_112178.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NY8
Poids moléculaire de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace