

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pycr1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P32322

Numéro d'article: CM0008024



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin contre PYCR1 humain, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Idéal pour l'étude du métabolisme de la proline, de la fonction mitochondriale et de la réponse au stress oxydatif. Soutenu par la chaîne d'approvisionnement en matières premières IVD tout-en-un de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PYCR1
Remarques/Alias	P5C ; P5CR ; PRO3 ; PYCR ; PIG45 ; PP222 ; ARCL2B ; ARCL3B
Espèce	Homme
GenelD (humain)	5831
GenelD	5831
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211 et 310 de PYCR1 humain (NP_008838.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P32322
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant