

Anticorps Polyclonal Anti-Rab1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Numéro d'article: CM0019195



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RAB1A humain, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du trafic ER-Golgieli, de l'autophagie et de la migration cellulaire. 23 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAB1A Lapin pAb
Remarques/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5861
ID de Gène	5861
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-205 du RAB1A humain (NP_004152.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62820
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace