


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0U4

Numéro d'article: CM0022199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RAB1B humaine (protéine liée à ras Rab-1B). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude du trafic entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, de l'autophagie et de la signalisation des GTPases.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	RAB1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAB1B ; protéine liée à ras Rab-1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81876
GeneID	81876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7-201 de la RAB1B humaine (NP_112243.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0U4
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace