

Anticorps Polyclonal Anti-Rab24 Pour Wb, Ip, Elisa - Q969Q5

Numéro d'article: CM0026655

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB24 validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine Ras apparentée Rab-24 (UniProt Q969Q5), impliquée dans l'autophagie et le trafic membranaire intracellulaire. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RAB24
Remarques/Alias	RAB24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	53917
GeneID	53917
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-203 de RAB24 humain (NP_001026847.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969Q5
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace