

Anticorps Polyclonal Anti-Rabgggtb Pour Wb Et Elisa - P53611

Numéro d'article: CM0019057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RABGGTB humaine (sous-unité bêta de la géranylgeranyl-transférase de type 2). Validé pour la WB et l'ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux recherches sur la prénylation et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RABGGTB Rabbit pAb
Remarques/Alias	GGTB ; RABGGTB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5876
GeneID	5876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 331 de la RABGGTB humaine (NP_004573.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P53611
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Emballage réfrigérant