


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rac1/2/3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Numéro d'article: CM0010315



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité contre Rac1/2/3, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec les protéines Rac humaine, de souris et de rat. Immunogène recombinant basé sur la région N-terminale de RAC1 humaine (P63000). Idéal pour les études sur la signalisation des GTPases et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Rac1/2/3
Remarques/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5879
GenelD	5879/5880/5881
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 de RAC1 humaine (P63000).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63000/P15153/P60763
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace