


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad17 Pour Wb, Ip, Elisa - 075943

Numéro d'article: CM0027752



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAD17 validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Reconnaît la protéine RAD17 humaine, une protéine de point de contrôle du cycle cellulaire impliquée dans la réponse aux dommages à l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | RAD17 Lapin pAb                                                                                                                                     |
| Remarques/Alias    | CCYC; R24L; RAD24; HRAD17; RAD17SP; RAD17                                                                                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (humain)    | 5884                                                                                                                                                |
| GeneID             | 5884                                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-670 de RAD17 humain (NP_002864.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                               |
| Application        | WB, IP, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                              |
| SWISS              | 075943                                                                                                                                              |
| Poids moléculaire  | 77kDa                                                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                        |