


Anticorps Polyclonal Anti-Rad52 Pour Wb, Elisa - P43351

Numéro d'article: CM0027761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RAD52 humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte la RAD52 humaine, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et la recombinaison.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Rad52 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAD52; Rad52
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	5893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-418 de la Rad52 humaine (NP_602296.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43351
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace