


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rassf1 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns23

Numéro d'article: CM0017055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine RASSF1 humaine (UniProt Q9NS23), validé pour WB et ELISA. Adapté à la recherche sur les suppresseurs de tumeurs, les études sur le cycle cellulaire et l'apoptose. Réagit avec l'homme et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	RASSF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11186
GeneID	11186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-340 de la protéine RASSF1 humaine (NP_009113.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NS23
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace