

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine C-Réactive/ Crp De Rat Pour Wb Et Elisa - P48199

Numéro d'article: CM0020688

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine C-réactive (CRP) de rat, validé pour la WB et l’ELISA. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 20-230). Reconnaît la CRP de rat (Swiss-Prot P48199). Idéal pour la recherche sur la défense de l’hôte et l’inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-protéine C-réactive/CRP de rat
Remarques/Alias	Aa1249 ; Ac1262 ; Ab1-341 ; Ab2-196 ; Ac1-114 ; Ac2-069 ; Ba2-693 ; protéine C-réactive/CRP de rat
Espèce	Rat
ID du gène	25419
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-230 de la protéine C-réactive/CRP de rat (NP_058792.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P48199
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac réfrigérant