

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rbbp5 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q15291

Numéro d'article: CM0006522



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-RBBP5 validé pour WB, IF, IHC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine 5 liant le rétinoblastome, un composant central des complexes méthyltransférases MLL/SET1 H3K4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBBP5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RBQ3; SWD1; RBBP5
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	5929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-538 de la protéine RBBP5 humaine (NP_005048.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q15291
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sachet isotherme