

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm26 Pour Wb Et Elisa - Q5T8P6

Numéro d'article: CM0017760

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant RBM26, validé pour WB et ELISA. Détecte le RBM26 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur les protéines de liaison à l'ARN et aux études du renouvellement de l'ARN nucléaire pA+.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM26 pAb de lapin
Remarques/Alias	ARRS2 ; SE70-2 ; ZC3H17 ; PRO1777 ; C13orf10 ; PPP1R132 ; RBM26
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	64062
ID du gène	64062
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q5T8P6
Poids de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac réfrigérant