

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbp3 Pour Wb Et Elisa - P10745

Numéro d'article: CM0025362

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RBP3 humain, validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte le RBP3 humain, de souris et de rat (135 kDa), une protéine de liaison aux rétinoïdes interphotorécepteurs clé dans le cycle visuel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Espèce	Humain
GeneID	5949
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-320 du RBP3 humain (NP_002891.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10745
Poids Protéique	135kDa
Expédition	Sac de glace