

Anticorps Polyclonal Anti-Rcc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Numéro d'article: CM0027674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RCC1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Indispensable pour les études sur la condensation chromosomique et les processus nucléaires médiés par Ran.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RCC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1104
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de RCC1 humain (NP_001260.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18754
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace