


Anticorps Polyclonal Anti-Rfc3 Pour Wb Et Elisa - P40938

Numéro d'article: CM0030061



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'RFC3 humain, validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte l'RFC3 dans des échantillons humains, murins et de rat. Indispensable pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le chargement du PCNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RFC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RFC38, RFC3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5983
GeneID	5983
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'RFC3 humain (NP_002906.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40938
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isotherme