

Anticorps Polyclonal Anti-Rfc5 Pour Wb, Elisa - P40937

Numéro d'article: CM0028513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RFC5 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le RFC5 de souris et de rat. Convient pour les études sur la réplication de l'ADN et le chargement du PCNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RFC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	RFC36; RFC5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5985
GeneID	5985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-340 du RFC5 humain (NP_031396.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40937
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace