

Anticorps Polyclonal Anti-Rgr Pour Wb, Elisa - P47804

Numéro d'article: CM0027041

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RGR humain (récepteur couplé à la protéine G RPE-rétinien), validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Il supporte la recherche sur le cycle visuel, l'épithélium pigmenté rétinien et l'isomérisation des rétinoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGR Rabbit pAb
Remarques / Alias	RP44; RGR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5995
GeneID	5995
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 156-295 du RGR humain (NP_002912.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P47804
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace