


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rhogap (P190-B) Pour Wb, Ip, Elisa - Q13017

Numéro d'article: CM0007667



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Validé pour WB, IP et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de la signalisation des Rho GTPases, de la migration cellulaire et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RhoGAP
Remarques/Alias	GF12 ; p190-B ; RhoGAP5 ; p190BRhoGAP ; RhoGAP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	394
GeneID	394
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1150-1300 de la RhoGAP humaine (Q13017)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13017
Poids de la protéine	172 kDa
Expédition	Poche de glace