


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rims2 Pour Wb, Elisa - Q9Uq26

Numéro d'article: CM0017932



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RIMS2, adapté aux applications WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de l'exocytose synaptique et des voies neurologiques associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RIMS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9699
Identifiant de gène	9699
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la protéine RIMS2 humaine (NP_055492.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UQ26
Poids de la protéine	160 kDa
Expédition	Sac de glace